

IO Endo | rotary file



Compatible avec
tous les micromoteurs
endodontiques
du marché

ET SI VOUS CHANGIEZ POUR DES LIMES OFFRANT UNE RÉELLE AVANCÉE EN TERME DE SOUPLESSE ET FLEXIBILITÉ ?

Avec les limes IO Endo, IONYX innove en proposant un produit qui s'adapte parfaitement à tous types de canaux : simples ou complexes, très étroits ou courbés

performance

Les limes IO Endo épousent parfaitement la forme du canal, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité. La finesse de sa pointe non-coupante, combinée aux deux extrémités tranchantes de sa lame, assure une découpe efficace, évitant ainsi tout risque de blocage, fausse route ou perforation.

efficacité

La gamme IO Endo vous offre une solution complète : IO Endo Small, Medium ou Large, pour traiter les canaux les plus simples aux plus complexes ; IO Endo Retreatment, pour éliminer les matériaux d'obturation.


simplicité

Chaque pack de limes IO Endo contient un trio ou un quatuor de limes, très facilement identifiables à l'aide d'anneaux de couleur gravés sur la tige. Gagnez du temps dans la réalisation de vos soins. Travailler avec les limes IO Endo c'est l'assurance d'un travail rapide, efficace et surtout, adapté à chaque cas.


VOTRE PARTENAIRE DEPUIS + DE 25 ANS

Créée en 1993 et implantée en France en région bordelaise, la société **IONYX conçoit et fabrique des machines spécialisées en endodontie**. Destinée aux omnipraticiens soucieux d'améliorer la qualité de leurs traitements ainsi que leur confort, **toute la gamme IONYX est pensée pour une pratique quotidienne et facile**.

Présent partout dans le monde grâce à son large réseau de distributeurs, **IONYX est l'un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine du dentaire**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IO Endo Small (apicale étroite)

Pour canaux très étroits ou courbés, à utiliser en complément d'une préparation initiale avec IO Endo Medium.

IO Endo Medium (apicale normale)

Pour canaux droits ou légèrement courbés et de diamètre standard.

IO Endo Large (apicale large)

Pour canaux larges, à utiliser en complément d'une préparation initiale avec IO Endo Medium.

IO Endo Retreatment

Pour éliminer les anciens matériaux d'obturation.

SORTIE PRÉVUE
EN 2019

ENDY 7. LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MICROMOTEUR AVEC LOCALISATEUR D'APEX INTÉGRÉ

Vitesse de 200 à 1000 tours - Torque de 0.5 à 3.5 N.cm



Toutes nos limes IO ENDO sont compatibles avec les micromoteurs endodontiques du marché.

L'Endy 7 est une évolution de l'Endy 6200. Date de commercialisation prévue dans le courant de l'année 2019.

A REAL PROGRESS IN ENDODONTIC PRACTICE

ionyx

34 rue de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT

T. +33 5 56 35 34 27
F. +33 5 56 95 16 20

ionyx@ionyx.eu
www.ionyx.eu

